

ZLECENIE BADANIA LABORATORYJNEGO WSKAŹNIKA BIOLOGICZNEGO
stosowanego w celu oceny biobójczej skuteczności procesu sterylizacji i dezynfekcji.

do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego PSSE w Łomży, ul. Dworna 21,
tel. (86) 216 52 01, fax. (86) 216 52 02, e-mail laboratorium@psselomza.pl

1. Klient (dane podmiotu zlecającego badanie, telefon/pieczętka):

2. Identyfikacja wskaźnika biologicznego:

Rodzaj: *sporal A* *inny*

sporal S

Attest 3M 1262

Wskaźnik nr *test kontrolny* *seria/data ważności:*

Wskaźnik nr *lokalizacja** *seria/data ważności:*

Wskaźnik nr *lokalizacja** *seria/data ważności:*

Wskaźnik nr *lokalizacja** *seria/data ważności:*

3. Urządzenie sprawdzane ww. wskaźnikiem:

Nazwa urządzenia:

Typ urządzenia:

Nr fabryczny urządzenia: rok produkcji:

Miejsce instalacji urządzenia (jeśli istotne):

4. Data i godzina przeprowadzonej sterylizacji /dezynfekcji **:

5. Warunki sterylizacji (czas, temperatura, ciśnienie):

6. Inne istotne informacje (np. rodzaj i nr wsadu):

7. Dane osoby przeprowadzającej sprawdzenie:

8. Dane osoby upoważnionej do odbioru sprawozdania z badania lub miejsce przestania sprawozdania:

9. Próbkę pobrano zgodnie z zaleceniami producenta wskaźników - tak /nie **

Zlecam wykonanie badania wg procedury badawczej stosowanej w laboratorium:

PB-01 „Badanie biobójczej skuteczności procesów sterylizacji i dezynfekcji przy użyciu wskaźników biologicznych” wyd. 4 z dnia 01.06.2016 r.

.....
Podpis klienta/osoby zlecającej badanie

.....
Data wystawienia zlecenia

* rozmieszczenie wskaźników w urządzeniu (jeśli istotne)

** zaznaczyć właściwie

skrót „bz” – „bez zastrzeżeń”

WYPEŁNIA LABORATORIUM

Ocena stanu próbki (wskaźników): Próbkę dostarczył:

Kod próbki

data i godzina przyjęcia próbki

podpis osoby przyjmującej próbkę
i dokonującej przeglądu zlecenia

Warunki przechowywania materiału przed rozpoczęciem badania:

.....

miejsce czas temperatura sposób przechowywania osoba odpowiedzialna

POBIERANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE TESTÓW BIOLOGICZNEJ KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI

Warunki przechowywania wskaźników przed użyciem:

- temperatura pokojowa, z dala od źródeł ciepła,
- chronić przed zawilgoceniem,
- nie używać po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu,
- wskaźniki nie użyte lub przeterminowane należy spalić lub poddać sterylizacji.

SPORAL A i SPORAL S

Sposób użycia:

- Wskaźniki testowe włożyć do pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
- Przeprowadzić ustalony program sterylizacji.
- Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).
- Zabezpieczone przed uszkodzeniem wskaźniki (np. umieszczone w kopercie) należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od zakończenia kontrolowanego procesu. Jeśli nie jest to możliwe, wskaźniki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta (w temperaturze pokojowej i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium).
- Jeżeli klient zaopatruje się w testy biologiczne indywidualnie, to należy dostarczyć dodatkowo wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako **test kontrolny** żywotności drobnoustrojów – tej samej serii co testy badane.

ATTEST 3 M

Sposób użycia:

- Wskaźniki testowe włożyć do pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego.
- Przeprowadzić ustalony program sterylizacji.
- Wyjąć wskaźniki z pakietu kontrolnego i opisać (rozmieszczenie).
- Wskaźniki należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od zakończenia kontrolowanego procesu. Jeśli nie jest to możliwe, wskaźniki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta (umieścić w lodówce w temperaturze od 4°C do 8°C).
- Jeżeli klient zaopatruje się w testy biologiczne indywidualnie, to należy dostarczyć dodatkowo wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji jako **test kontrolny** żywotności drobnoustrojów – tej samej serii co testy badane.

Próbki są przyjmowane do laboratorium wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem Zlecenia

od poniedziałku do czwartku w godz. 7⁴⁵ - 11³⁰

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (86) 216 52 01